

## MT145TZ-AR

Vinoteca de envejecimiento de triple zona de temperatura

### Gama Prestige



**+ Capacidad: 143 botellas\*:**

- zona alta: 51 botellas
- zona media: 40 botellas
- zona baja: 52 botellas

**+ Compatible Vinotag\*\*.** 

**+ Instalación: independiente y encastrable.**

**+ Diseño: acero inoxidable**

**+ Sistema de refrigeración: compresor**

**+ Tipo de refrigeración: ventilada**

**+ Rangos de funcionamiento:**

- zona superior: 5°C - 20°C
- zona media: 5°C - 12°C
- zona inferior: 12°C - 20°C

**+ Regulación electrónica**

**+ Termómetro electrónico con pantalla blanca Luz**

**+ LED blanca con interruptor**

**+ Humedad regulada: natural (principio hidrodinámico)**

**+ 1 puerta acristalada con cerradura, doble acristalamiento con vidrio templado con tratamiento anti-UV**

#### ENCASTRABLE Y LIBRE INSTALACION

El moderno MT145TZ-AR tiene la particularidad de poder instalarse como modelo independiente o encastrable. Su instalación polivalente le permite integrarse fácilmente, ya sea en su salón o en su cocina. La puerta está totalmente acristalada y cuenta con un tratamiento anti-UV para proteger sus vinos y crear al mismo tiempo un auténtico escaparate que realzará su interior (iluminación interior por LED en cada lado).



#### Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de funcionamiento y de la ubicación del aparato. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en un rango de temperatura ambiente de 0 a 40°C. Este aparato sólo está destinado a la conservación y almacenamiento de vino.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consumalo con moderación.

\* Capacidad definida a título indicativo con botellas de 75 cl de tipo bordelés tradicional y medida con estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

\*\* Gracias a la aplicación Vinotag®, beneficiese de un registro digital de su bodega y reciba alertas de las fechas punta de sus vinos. En colaboración con Vivino, escanea su botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

#### DEGUSTACIÓN DE SUS VINOS EN SU MEJOR MOMENTO

Gracias a sus 3 zonas de temperatura, con ajustes independientes, envejezca y ponga a temperatura de degustación varios tipos de vinos en la misma vinoteca. Bodega de envejecimiento. La cava de envejecimiento MT145TZ-AR reúne las características esenciales para reproducir las condiciones de conservación de una cava natural: temperatura constante, higrometría controlada, tecnología, antivibración (SilentBlock), sistema de renovación aire (3 filtros de carbón activo) y protección contra la luz.

#### ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO

Almacene sus vinos en sus 7 bandejas de madera de haya con frontal de acero inoxidable; ergonómicos y deslizantes, permiten un acceso fácil y rápido a sus botellas.

## MT145TZ-AR

Vinoteca de envejecimiento y triple zona de temperatura

### Gama Prestige



#### > EQUIPO PRINCIPAL

- 7 bandejas de madera (haya), frontal de acero inoxidable, tipo deslizante
- 4 pies regulables (altura 0,6 cm)
- 3 filtros de carbón activado

#### > DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: G
- Consumo anual: 179 kWh
- Clase climática: N-ST
- Nivel de ruido: 38 dB
- Tensión: 220 240 V
- Potencia: 120 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

#### > SEGURIDAD

- **Alertas visuales y acústicas:** le avisan de las condiciones de funcionamiento que requieren su atención

#### > DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAl cm) : 66 x 77,8 x 183,3

Dimensiones netas (AnxPrxAl cm) : 59,5 x 67,5 x 176

Peso bruto (kg) : 98,00

Peso neto (kg) : 90,90

Camión completo (UVC) : 0

Contenedor (UVC) 20' : 24

40' : 54

40' HC : 73

Código EAN 3541362312082

#### > ACCESORIOS COMPATIBLES

- Filtro de carbón activado (Ref. FILTRE3 - LSI)